

# Аппарат вакуумно-роликового массажа “V-Nine” 5 in 1



**Аппарат V-NINE** представляет собой универсальный косметический аппарат, который включает 5 основных методов воздействия на кожу и жировую прослойку. Обеспечивает лифтинг кожи, уменьшение жировых подкожных отложений, восстановление упругости и гладкости даже самых проблематичных участков на теле.

Особенностью аппарата V-NINE вакуумно-роликовой коррекции фигуры является то, что он совмещает в себе 5 основных технологий воздействия, каждая из которых выполняет свою определенную функцию. При этом каждая из них взаимодополняет другую и повышает эффективность процедур

## Характеристики:

Описание технологии	Аппарат косметического массажа вакуумно - роликовый
Режим питания	АС230В±10%, 50Гц±1Гц/ АС110В±10%, 60Гц±1 Гц (опционально)
Дисплей	1) Дисплей корпуса: 10,4 сенсор 2) Дисплей манипул: №1: 2,4; №2: 1,9
Рабочий режим	Импульсный вакуум
Ширина импульса	0,5-7.5 с

Отрицательное давление	1) Абсолютное знач.: 80-10 кПа (60,8–7,6 см рт. ст.) 2) Относительное знач.: 20-90 кПа (15,2–68,4 см рт. ст.)
Проверка безопасности	Постоянно в режиме эксплуатации
Частота радиочастоты	1 МГц
Плотность радиочастотной энергии	Макс.: 60 Дж/см
Длина волны лазера	940 нм
Мощность лазера	МАКС. 20 Вт
Кавитация	40 кГц
Количество манипул	5
Номинальная входная мощность	750 ВА
Вес с упаковкой	50 кг
Размер упаковки	65*65*65 см
Способ упаковки	Деревянный или пластиковый кейс

## Принцип действия

### 1. Кавитация.

Безвредный ультразвук с частотой 30 кГц способен вызывать колебания мембраны жировых клеток. Образуются крошечные воздушные пузырьки, что разрушают клетку изнутри. Таким образом, жировые клетки и другие вещества постепенно с помощью лимфатического дренажа выводятся из-под кожи естественным путем.

### 2. Инфракрасное излучение.

Для точности подачи этого спектра используется лазер. Настроив его на конкретную длину волны можно воздействовать на жировую прослойку в глубине тканей. При этом соседние участки кожи не будут подвергаться излучению. Инфракрасный свет разогревает липоциты, приводя к усилению обмена веществ между кровяным руслом, клеткой и межклеточным пространством. Из липоцитов выходит вода и жирные кислоты. При этом размеры клетки значительно уменьшаются, а жировая прослойка утончается.

### 3. Радиолифтинг.

Процедура подтяжки кожи путем воздействия радиочастотного излучения. Методика позволяет эффективно восстанавливать упругость кожи и бороться с такими негативными проявлениями старения лица, как морщины, дряблость, расширенные поры. Направленное действие электромагнитного излучения вызывает разогрев глубоких слоев эпидермиса. В результате происходит разрушение старых волокон коллагена и стимулируется выработка новых.

#### **4.Вакуум.**

Применяется в качестве вспомогательного средства для улучшения проницаемости кожи для радиоволн и лазера. С помощью такого приспособления манипулятор растягивает тонкие волокна в сетчатом слое дермы и позволяет равномерно распределить воздействие ультразвука, инфракрасного излучения.

#### **5.Массаж механическими роликами.**

Большие насадки оснащены двумя роликами со спиральным рельефом. Он позволяет механически воздействовать на кожу и подкожную жировую клетчатку, улучшать кровообращение и лимфоотток от конкретного участка. Кроме того, массаж действует успокаивающе и делает процедуру не только эффективной, но и приятной.

Воздействие 5 методик аппарата V-NINE обеспечивает мультифакторный подход к выполнению устройством своей функции. Синергетическое сочетание инфракрасного лазера и РФ-прогрева увеличивает энергетический обмен в тканях и насыщение клеток кислородом. Равномерное распределение их действия достигается с помощью вакуума и роликового массажера, которые усиливают кровообращение в зоне обработки кожи. Вакуум и специально разработанные ролики в манипуле позволяют глубоко проникать энергии РФ в ткани. В тоже время вакуум и механическое воздействие роликов массируют ткани, эффективно расщепляют подкожный жир, улучшают обмен веществ и уменьшают размер жировой ткани и значительно улучшают контуры тела.

#### **Преимущества аппарата**

- На манипулах вакуумно-роликового массажа имеется встроенный дисплей, где можно видеть и регулировать настройки на самой манипуле.
- Манипула вакуумного массажа оснащены дополнительно ИК и РФ излучением, что дает повышенный эффект.
- Синергетическое сочетание инфракрасного лазера и РФ-прогрева увеличивает энергетический обмен в тканях и насыщение клеток кислородом благодаря прогреву.
- Вакуум и специально разработанные ролики в манипуле позволяют глубоко проникать энергии РФ глубоко в ткани. В тоже время вакуум и механическое воздействие роликов массируют ткани, эффективно расщепляют подкожный жир, а также усиливают лимфодренаж, улучшают обмен веществ и уменьшают размер жировой ткани и значительно улучшают контуры тела.
- Технология формирования кожной складки с помощью вакуума позволяет энергии РФ глубоко проникать в кожу. Благодаря этому энергия РФ воздействует только на кожную складку.
- У манипулы для вакуумного массажа имеется 2 насадки для комфортной работы специалиста.
- Удобный уменьшенный корпус.

#### **Ручки:**

1. Большая ручка с вакуумным роликом, вакуум + ролик + лазерный луч + зона обработки RF: живот, спина, бедро, ягодицы.
2. Средняя ручка ролика, вакуум + ролик + RF + лазерный луч, область обработки: голень, бедро, рука, шея.
3. Маленькая вакуумная роликовая ручка, вакуум + ролик + RF + лазерный луч, область обработки: хвостовик, рука, шея, лицо.
4. Вакуумная роликовая ручка, функция вакуума + лазера, область обработки: шея, лицо, вокруг глаз.
5. Кавитационная ручка 5.40к, ультразвуковая кавитация + лазер, зона обработки: живот, спина, ягодицы, рука, бедро, голень.